




MTW Lithotripsy System

機械的碎石システム 碎石用 チューブ&ハンドル



MTW Lithotripsy System

嵌頓時又は意図的な碎石時に、内視鏡チャンネル内を通過する連結式シース、内視鏡抜去後に使用可能な更に破砕力の強い金属製シースを使って機械的碎石を行うことができるシステムです。



碎石用 メタルシースチューブ (3パーツ)

※ディスプレイ製品
品番(3本/組) : 99 03 37 / 径 : 3.1mm / 長さ : 170cm



緊急用メタルシースチューブ

品番 : 99 03 30 7 / 径 : 3.8mm / 長さ : 100cm
※ディスプレイ製品



クラッシャーハンドル

品番 : 03 35 / mit LL-connector
※オートクレーブ対応製品

認証番号 : 22000BZY00025000 販売名 : MTWディスプレイザブルクラッシャーカテーテル

※本カタログに記載しました商品の仕様・外装等につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。※本品のご使用に際しては、添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

使用方法を専用サイトで確認

ABIS Info & Community

ABIS Info&Communityは製品情報をお伝えしSNS機能で皆様をつなぐ医療従事者様専用の無料会員制コミュニティサイトです。各種動画や豊富なコンテンツで製品詳細/使用方法をご確認頂けます。



Join Us
Today!!



<https://www.amp.info-abis.co.jp/amp>

販売元 | 株式会社アビス

〒671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡471-1

TEL 079-275-1188 FAX 079-275-1200 WEB <https://www.info-abis.co.jp>

製造販売元 | 株式会社エムディアイジャパン

〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1番11号 伊沢ビル503号

製造元 | エムティダブリュエンドスコーピー社(ドイツ)

