


FLEXISLIDE

『Flexislide』セッティング方法



導入医療機関からのコメント

- + これまでは移動にバスタオルなどを使用していたが、それと比べ強度があり持ち手も付いていることから移動が安定し安心感もあります。
- + 血液や体液が付着してもその後の洗浄を気にする必要がないので検査の補助に集中できます。
- + 夜間緊急など人手が少ない中で移動と汚染のストレスがなくなるというのはかなりのメリットですね。
- + 患者を乗せたままCTやMRI等の検査を行えるので、移動用のボードをその都度用意していた頃に比べ非常に楽になりました。

Flexislide シリーズラインアップ

品番	品名	規格	入数
1029	フレキシスライド スタンダード	195cm × 85cm	50枚/箱
1061	フレキシスライド エクストラワイド	195cm × 115cm	50枚/箱

販売名:フレキシスライド

●人や物を乗せて持ち上げないで下さい。●担架としての使用はお控えください。

※本カタログに記載しました商品の仕様・外装等につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付している取扱説明書を必ずお読みください。

ご注文、お問い合わせ、ご相談はこちらからお気軽に。

販売元 | 株式会社アビス


TEL **079-275-1188** FAX **079-275-1200**

〒671-1575 兵庫県播磨郡太子町佐用岡471-1 <http://www.info-abis.co.jp>

製造販売元 | 株式会社エムディアジャパン

製造元 | MEDICAL INNOVATIONS(イギリス)

〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1番11号 伊沢ビル503号



あらゆる医療現場に。
ワンランク上の機能性と、安全性を。

FLEXISLIDE

患者移乗用シート『Flexislide』を導入する医療機関が増えています。

『Flexislide』は患者を横に寝かせた姿勢のまま、安全かつ簡単に水平移動させることができる医療用移動・移乗用シートです。軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製のディスポーザブルシートなので、簡単に広げて使用でき、使用後はそのまま廃棄することが可能です。撥水加工をはじめ安全な移動をサポートする工夫を随所に配した利便性が評価され、病院内のあらゆる部署で広く採用されています。

衛生面と環境に配慮したディスポーザブル仕様

『Flexislide』は適度な厚みと軽量化を実現したポリプロピレン不織布製。検査や処置後すぐに廃棄可能なので、衛生面でも安心です。

ディスポーザブルマットはこのような方におすすめです。

- ▶ 感染・汚染のリスクが高い救急科等
- ▶ 洗浄・消毒作業が多くある施設
- ▶ 複数の部署を跨いで患者を治療する可能性がある医療機関




安定移動と安心感を実現する持ち手付き

『Flexislide』の特長のひとつが、サイド部分に設置した手を掛けやすく破れにくい大きな持ち手。しっかり持てることで安定した移動が可能となり、患者側の安心感も高まります。



水分や汚れを弾く強力撥水加工

『Flexislide』は緊急搬送等の患者移動を想定し、表面部分に強力な撥水加工を施しています。スタッフの汚染ストレスをなくすことで、処置に専念できる環境を整えます。



水平移動に特化したイージーグライド加工

『Flexislide』はシート裏面に滑り性能をアップさせる特殊加工（イージーグライド加工）を施し、ストレッチャーや処置台・ベッドへのスムーズな水平移動を可能にしました。




積載重量400kgでも安定移動を実現

『Flexislide』は人間の平均体重を大きく上回る400kgを積載しても、安定して水平移動できる強度を実現しました。肥満患者や妊婦の移動にも安心してご使用いただけます。



放射線領域でも使用が可能

素材にポリプロピレン製不織布を使用した『Flexislide』は、金属類を一切使っていません。そのため、放射線領域での検査や処置を行うことも可能です。



医療スタッフの腰痛軽減にも効果的

移動・移乗の安定性向上により、作業時における医療スタッフの腰痛負担が軽減される点から、世界各国の医療機関で『Flexislide』の導入が進んでいます。

